



P-BAG SAP

Ett lätthanterligt och hygieniskt substitut för Bäckan, Flaskor och i viss mån Blöjor för både kvinnor och män.

- **"P-BAG" med Superabsorbent**, är ett utomordentligt bra alternativ till andra urinuppsamlade hjälpmedel vid ex. sjuktransporter, äldretransporter, rullstolsbundna och inom hemsjukvård. Kan med fördel användas av både män och kvinnor i de flesta situationer (ligga, sitta, stå).
- **"P-BAG" med Superabsorbent**, har bärhandtag som gör den lätt att greppa och att hänga upp. Den kan användas flera gånger per dygn tack vare en unik backventil och en "absorbentplatta" som reduceras i storlek i förhållande till inkommande urinmängd = Snabb absorption upp till ca 1,2 – 1,5 liter.
- **"P-BAG" med Superabsorbent**, underlättar för personal. Ingen direktkontakt med urin och ingen lukt. Påsen destrueras på samma sätt som vården idag destruerar Blöjor.
- **"P-BAG" med Superabsorbent**, kan på ett förnämligt sätt transportera urin innehållande - för miljön skadliga - läkemedelsrester i absorberad form till destruktion.
- **"P-BAG" med Superabsorbent**, är tillverkad i Sverige, och av det miljövänliga materialet Polyeten.
- **"P-BAG" med Superabsorbent**, spar tid för personal och pengar då den kan användas flera gånger per dygn.

Produktfakta

Volym Påse:	1500 ml.
Absorbentplatta:	ca 28g ± 3g stärkelsepolymer fixerad mellan 2 lager jungfrucellulosa.
Artikelnummer:	20 0001-B =20 påsar och 20 trattar/kartong.
Ant. Kartonger/Pall:	120 st.
Färg påse:	Blå.
Färg tratt:	Vit.

Clean Analytical System AB

Adress: Gårdfarivägen 3 532 38 Skara
Telefon: 0511-163 70
Fax: 0511-180 82
E-post: info@casab.se
Hemsida: www.casab.se