

The image displays the SAFE-P urinary collection system components laid out on a blue quilted surface. At the center is a white, rectangular, flexible collection bag. A clear, curved tube extends from the top of the bag, leading to a small white connector. Two clear plastic packets, each containing a pair of catheters, are positioned above the bag. Below the bag, a pair of black briefs is shown, with two long, black, wavy straps extending upwards from the waistband area, intended to secure the collection bag. To the left of the briefs, a small black rectangular pouch is visible.

SAFE-P

Tillåter Urinering under extrema förhållanden.

SAFE-P

- Har utvecklats i samarbete med FJS.
- I samarbete med den svenska Marinen.



SAFE-P



- Har mottagits så väl att det svenska flygvapnet nu har påbörjat evaluering av produkten för de svenska piloterna.
- Efter viss modifiering av produkten har de första inledande tester gjorts i simulator och som utfallit till belåtenhet.

SAFE-P Består Av



- 1. Grund Kit Air Borne.
- 2. Refill Kit Air Borne.

SAFE-P Består Av

- 1. Grund Kit Navy.
- 2. Refill Kit Navy.



SAFE-P Grund Kit Innehåller

- 1 St. Lår-bälte för applikation på låret.
- 1 St Textil-Ficka med fixerband för applikation på lårbältet



SAFE-P Grund Kit forts;

- 2 St specialtillverkade Uridomer 1 Large och 1 Medium.
- 1 St urinuppsamlingspåse med superabsorbent, rymd 2 liter med justerbar slanglängd för individuell anpassning.



SAFE-P Grund Kit forts;

- 2 St fixerband.
- Fixerbanden fästes i befintligt bälte (livrem) vilket ger stor rörelsefrihet även med full urinpåse, springa, gå etc.



SAFE-P Refill Kit.

- Består av 2 St specialtillverkade Uridomer 1 St Large och 1 St Medium.
- 1 St urinuppsamlingspåse med superabsorbent, rymd 2 liter med justerbar slanglängd för individuell anpassning.

