



SAFE-P Navy Refill Kit.

Ett lätthanterligt och hygieniskt substitut för Blöjor och/eller andra av idag förekommande hjälpmedel för urinering under extrema förhållanden.

- **Urinpåse med slang och Konnektor**, Rymd ca 2000 ml för placering i textil-ficka se vidare bruksanvisning.
- **Tryckreduceringsventil** med avluftningsslang.
- **Uridome Medium**. Med invändig partiell självhäftning se vidare rekommenderad bruksanvisning uridome.
- **Uridome Large**. Med invändig partiell självhäftning se vidare rekommenderad bruksanvisning uridome.

Produktfakta.

Volym Påse:	2000 ml.
Absorbentplatta:	ca 28g ± 3g stärkelsepolymer fixerad mellan 2 lager jungfrucellulosa.
Uridome:	Silikon latex, invändigt partiellt självhäftande.
Art. Nr.	20 0034
Ant. Kartong.	25 St.

Clean Analytical System AB

Adress: Gårdfarivägen 3 532 38 Skara	Telefon: 0511-163 70	Fax: 0511-180 82	E-post: info@casab.se	Hemsida: www.casab.se
---	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------